

EXTRUSORA DE MUESTRAS MANUAL—HA-5000.1



SKU: HA-5000.1 | **Categorías:** [Humboldt](#), [Repuestos y accesorios](#) | **Etiquetas:** [HA-5000](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Extrusora de muestras Manual para Supertractor GYR giratorio [HA-5000](#)

3/16 agujero redondo placa de acero w marco para tm / ts

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO