

EYECTOR DE MUESTRA, MOTORIZADO -H-4150.4F



SKU: H-4150.4F | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Eyectores de muestra](#), [Humboldt](#), [Laboratorio de suelos](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Similar en diseño y construcción al eyector de muestras de la serie H-4155A, este modelo presenta el uso de una bomba hidráulica motorizada de 5 toneladas de capacidad y ensamblaje de ram. La unidad incorpora barras verticales extendidas para acomodar moldes de compactación estándar de 4 "y 6", así como tubos de muestra de 2 "y 2.8". La carrera del pistón es de 7.25 "(184 mm).

Dimensiones totales, sin incluir la bomba, 13 "An. X 6" P. x 29 "Alt. (330 x 152 x 737 mm). Peso de envío 80 lb (36 kg)

- [Manuales](#)

[H-4150_man_0810](#) (Manual del producto PDF)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO