


FALDA DE MEDIA PLACA DE PCR DE 96 POCILLOS DE 0,2 ML, TRANSPARENTE, SIN IMPRESIÓN B-PLACAPCR-11



La placa de 96 pocillos PCR es un consumible para experimentos de PCR de biología molecular. Es un consumible necesario para la detección de nuevos ácidos nucleicos de coronavirus. Utiliza materias primas importadas de alta pureza de grado médico con proporciones precisas y es más adecuada para los experimentos de PCR cuantitativa fluorescente.

SKU: BP-01-60-0300-0100 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características de la placa PCR:

- La placa de PCR es adecuada para los módulos estándar de 96 pocillos y se produce en estricta conformidad con las normas de alta calidad. Los resultados experimentales son uniformes. La pared del tubo es fina y uniforme, lo que asegura la velocidad de transferencia de calor y el calentamiento uniforme de la muestra. Los tubos de 8/12 tiras se pueden utilizar con cubierta o con película de sellado
- Producción en un avanzado taller de purificación de nivel 100.000 para garantizar que los productos estén libres de pirógenos, endotoxinas, DNasa y RNasa
- El producto ha sido sometido a rigurosas pruebas de diseño, fabricación y compatibilidad para garantizar que los datos experimentales sean precisos y eficaces
- Utilizando moldes de alta precisión para pulir cuidadosamente, la pared del tubo es ultra-delgada, el espesor es uniforme, la uniformidad del producto y el efecto de conducción de calor son buenos

| categoria | Codigo del Producto | Codigo Sku | nombre del producto | Especificación de embalaje | Cantidad unidad de piezas enteras |
|--------------|---------------------|--------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Placa de PCR | B-PlacaPCR-11 | BP-01-60-0300-0100 | Falda de media placa de PCR de 96 pocillos de 0,2 ml, transparente, sin impresión | 10 yuanes / bolsa, 50 yuanes / caja | caja 50 |
| | B-PlacaPCR-12 | BP-01-60-0300-0101 | Placa de PCR de 96 pocillos de 0,2 ml, sin faldón, transparente, sin impresión | 10 yuanes / bolsa, 50 yuanes / caja | caja 50 |
| | B-PlacaPCR-13 | BP-01-60-0300-0102 | Placa de PCR de 96 pocillos de 0,2 ml, sin faldón, blanca, sin impresión | 10 yuanes / bolsa, 50 yuanes / caja | caja 50 |
| | B-PlacaPCR-14 | BP-01-60-0300-0103 | Placa de PCR de 96 pocillos de 0,1 ml, sin faldón, transparente, sin impresión | 10 yuanes / bolsa, 50 yuanes / caja | caja 50 |
| | B-PlacaPCR-15 | BP-01-60-0300-0104 | Placa de PCR de 96 pocillos de 0,1 ml, sin faldón, blanca, sin impresión | 10 yuanes / bolsa, 50 yuanes / caja | caja 50 |

| categoria | Codigo del Producto | Codigo Sku | nombre del producto | Especificación de embalaje | Cantidad unidad de piezas enteras |
|-----------|---------------------|--------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|
| | B-PlacaPCR-16 | BP-01-60-0300-0105 | Falda de media placa de PCR de 96 pocillos de 0,2 ml, transparente, impresa | 10 yuanes / bolsa, 50 yuanes / caja | caja 50 |
| | B-PlacaPCR-17 | BP-01-60-0300-0106 | Placa de PCR de 96 pocillos de 0,2 ml, sin faldón, transparente, impresión | 10 yuanes / bolsa, 50 yuanes / caja | caja 50 |
| | B-PlacaPCR-18 | BP-01-60-0300-0107 | Placa de PCR de 96 pocillos de 0,2 ml, sin faldón, blanca, impresión | 10 yuanes / bolsa, 50 yuanes / caja | caja 50 |
| | B-PlacaPCR-19 | BP-01-60-0300-0108 | Placa de PCR de 96 pocillos de 0,1 ml, sin faldón, transparente, impresión | 10 yuanes / bolsa, 50 yuanes / caja | caja 50 |
| | B-PlacaPCR-20 | BP-01-60-0300-0109 | Placa de PCR de 96 pocillos de 0,1 ml, sin faldón, blanco, impresión | 10 yuanes / bolsa, 50 yuanes / caja | caja 50 |
| | B-PlacaPCR-34 | BP-01-60-0300-0110 | Falda de media placa de PCR de 96 pocillos de 0,1 ml, transparente | 10 yuanes / bolsa, 50 yuanes / caja | caja 50 |
| | B-PlacaPCR-35 | BP-01-60-0300-0111 | Falda de media placa de PCR de 96 pocillos de 0,1 ml, blanca | 10 yuanes / bolsa, 50 yuanes / caja | caja 50 |
| | B-PlacaPCR-40 | BP-01-60-0300-0112 | Falda de media placa de PCR de 96 pocillos de 0,1 ml, transparente | 10 yuanes / bolsa, 50 yuanes / caja | caja 50 |
| | B-PlacaPCR-41 | BP-01-60-0300-0113 | 0,2 ml de media placa de PCR de 96 pocillos, transparente | 10 yuanes / bolsa, 50 yuanes / caja | caja 50 |
| | B-PlacaPCR-21 | BP-01-60-0300-0114 | Película de sellado para PCR, transparente sensible a la presión, en caja | 100 piezas / paquete | caja 100 |
| | B-PlacaPCR-11 | BP-01-60-0300-0115 | Falda de media placa de PCR de 96 pocillos de 0,2 ml, transparente, sin impresión | 10 yuanes / bolsa, 50 yuanes / caja | caja 50 |
| | B-PlacaPCR-45 | BP-01-60-0300-0116 | Falda completa de placa PCR de 96 pocillos de 0,1 ml, transparente, marco azul | 10 yuanes / bolsa, 50 yuanes / caja | caja 50 |
| | B-PlacaPCR-46 | BP-01-60-0300-0117 | Falda completa de placa de PCR de 96 pocillos de 0,1 ml, blanco, marco azul | 10 yuanes / bolsa, 50 yuanes / caja | caja 50 |

| categoria | Codigo del Producto | Codigo Sku | nombre del producto | Especificación de embalaje | Cantidad unidad de piezas enteras |
|-----------|---------------------|--------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| | B-PlacaPCR-47 | BP-01-60-0300-0118 | Falda completa de placa PCR de 96 pocillos de 0,1 ml, transparente, marco blanco | 10 yuanes / bolsa, 50 yuanes / caja | caja 50 |
| | B-PlacaPCR-48 | BP-01-60-0300-0119 | Faldón completo de placa PCR de 96 pocillos de 0,1 ml, blanco, marco blanco | 10 yuanes / bolsa, 50 yuanes / caja | caja 50 |

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO