


FALDA DE MEDIA PLACA DE PCR DE 96 POCILLOS DE 0,2 ML, TRANSPARENTE, SIN IMPRESIÓN B-PLACAPCR-11



La placa de 96 pocillos PCR es un consumible para experimentos de PCR de biología molecular. Es un consumible necesario para la detección de nuevos ácidos nucleicos de coronavirus. Utiliza materias primas importadas de alta pureza de grado médico con proporciones precisas y es más adecuada para los experimentos de PCR cuantitativa fluorescente.

SKU: BP-01-60-0300-0115 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#), [Sin categoría](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características de la placa PCR:

- La placa de PCR es adecuada para los módulos estándar de 96 pocillos y se produce en estricta conformidad con las normas de alta calidad. Los resultados experimentales son uniformes. La pared del tubo es fina y uniforme, lo que asegura la velocidad de transferencia de calor y el calentamiento uniforme de la muestra. Los tubos de 8/12 tiras se pueden utilizar con cubierta o con película de sellado
- Producción en un avanzado taller de purificación de nivel 100.000 para garantizar que los productos estén libres de pirógenos, endotoxinas, DNasa y RNasa
- El producto ha sido sometido a rigurosas pruebas de diseño, fabricación y compatibilidad para garantizar que los datos experimentales sean precisos y eficaces
- Utilizando moldes de alta precisión para pulir cuidadosamente, la pared del tubo es ultra-delgada, el espesor es uniforme, la uniformidad del producto y el efecto de conducción de calor son buenos

categoria	Codigo del Producto	Codigo Sku	nombre del producto	Especificación de embalaje	Cantidad unidad de piezas enteras
Placa de PCR	B-PlacaPCR-11	BP-01-60-0300-0100	Falda de media placa de PCR de 96 pocillos de 0,2 ml, transparente, sin impresión	10 yuanes / bolsa, 50 yuanes / caja	caja 50
	B-PlacaPCR-12	BP-01-60-0300-0101	Placa de PCR de 96 pocillos de 0,2 ml, sin faldón, transparente, sin impresión	10 yuanes / bolsa, 50 yuanes / caja	caja 50
	B-PlacaPCR-13	BP-01-60-0300-0102	Placa de PCR de 96 pocillos de 0,2 ml, sin faldón, blanca, sin impresión	10 yuanes / bolsa, 50 yuanes / caja	caja 50
	B-PlacaPCR-14	BP-01-60-0300-0103	Placa de PCR de 96 pocillos de 0,1 ml, sin faldón, transparente, sin impresión	10 yuanes / bolsa, 50 yuanes / caja	caja 50
	B-PlacaPCR-15	BP-01-60-0300-0104	Placa de PCR de 96 pocillos de 0,1 ml, sin faldón, blanca, sin impresión	10 yuanes / bolsa, 50 yuanes / caja	caja 50

categoria	Codigo del Producto	Codigo Sku	nombre del producto	Especificación de embalaje	Cantidad unidad de piezas enteras
	B-PlacaPCR-16	BP-01-60-0300-0105	Falda de media placa de PCR de 96 pocillos de 0,2 ml, transparente, impresa	10 yuanes / bolsa, 50 yuanes / caja	caja 50
	B-PlacaPCR-17	BP-01-60-0300-0106	Placa de PCR de 96 pocillos de 0,2 ml, sin faldón, transparente, impresión	10 yuanes / bolsa, 50 yuanes / caja	caja 50
	B-PlacaPCR-18	BP-01-60-0300-0107	Placa de PCR de 96 pocillos de 0,2 ml, sin faldón, blanca, impresión	10 yuanes / bolsa, 50 yuanes / caja	caja 50
	B-PlacaPCR-19	BP-01-60-0300-0108	Placa de PCR de 96 pocillos de 0,1 ml, sin faldón, transparente, impresión	10 yuanes / bolsa, 50 yuanes / caja	caja 50
	B-PlacaPCR-20	BP-01-60-0300-0109	Placa de PCR de 96 pocillos de 0,1 ml, sin faldón, blanco, impresión	10 yuanes / bolsa, 50 yuanes / caja	caja 50
	B-PlacaPCR-34	BP-01-60-0300-0110	Falda de media placa de PCR de 96 pocillos de 0,1 ml, transparente	10 yuanes / bolsa, 50 yuanes / caja	caja 50
	B-PlacaPCR-35	BP-01-60-0300-0111	Falda de media placa de PCR de 96 pocillos de 0,1 ml, blanca	10 yuanes / bolsa, 50 yuanes / caja	caja 50
	B-PlacaPCR-40	BP-01-60-0300-0112	Falda de media placa de PCR de 96 pocillos de 0,1 ml, transparente	10 yuanes / bolsa, 50 yuanes / caja	caja 50
	B-PlacaPCR-41	BP-01-60-0300-0113	0,2 ml de media placa de PCR de 96 pocillos, transparente	10 yuanes / bolsa, 50 yuanes / caja	caja 50
	B-PlacaPCR-21	BP-01-60-0300-0114	Película de sellado para PCR, transparente sensible a la presión, en caja	100 piezas / paquete	caja 100
	B-PlacaPCR-11	BP-01-60-0300-0115	Falda de media placa de PCR de 96 pocillos de 0,2 ml, transparente, sin impresión	10 yuanes / bolsa, 50 yuanes / caja	caja 50
	B-PlacaPCR-45	BP-01-60-0300-0116	Falda completa de placa PCR de 96 pocillos de 0,1 ml, transparente, marco azul	10 yuanes / bolsa, 50 yuanes / caja	caja 50
	B-PlacaPCR-46	BP-01-60-0300-0117	Falda completa de placa de PCR de 96 pocillos de 0,1 ml, blanco, marco azul	10 yuanes / bolsa, 50 yuanes / caja	caja 50

categoria	Codigo del Producto	Codigo Sku	nombre del producto	Especificación de embalaje	Cantidad unidad de piezas enteras
	B-PlacaPCR-47	BP-01-60-0300-0118	Falda completa de placa PCR de 96 pocillos de 0,1 ml, transparente, marco blanco	10 yuanes / bolsa, 50 yuanes / caja	caja 50
	B-PlacaPCR-48	BP-01-60-0300-0119	Faldón completo de placa PCR de 96 pocillos de 0,1 ml, blanco, marco blanco	10 yuanes / bolsa, 50 yuanes / caja	caja 50

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO