




FILTRO CUALITATIVO VELOCIDAD MEDIA 100PCS / CAJA



SKU: N / A | **Categorías:** [sin Categoría](#) |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	Capacidad (mm)
	B-01-21-20-000101		110
	B-01-21-20-000102		125
	B-01-21-20-000103		150

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Descripción

Filtro cualitativo velocidad media 100pcs / caja

Especificaciones Técnicas

Código del Producto	Modelo	Capacidad (mm)
B-01-21-20-000101	BellFiltroCual-110	110mm
B-01-21-20-000102	BellFiltroCual-125	125mm
B-01-21-20-000103	BellFiltroCual-150	150mm

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO