

FILTRO PAPEL CUALITATIVO, VELOCIDAD MEDIA, DIAMETRO 12,5 (100 UNIDADES/PACK), BELLPAFIL-CAJ12.5



Codigo SKU: B-01-21-0801-0000

Codigo Cotecno: BellPapFil-Caj12.5

SKU: B-01-47-0801-0000 | **Categorías:** [Papel Filtro](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Codigo Cotecno	Codigo SKU	Indice de Densidad Filtración de Plano	Ration (gm2)	Tiempo de Filtracion (s)	Longitud de fractura	Resistencia a la rotura en húmedo	Blanqueo(%)	Contenido de ceniza	Humedad de entrega	Valor PH del extracto del agua	
BellPapFil-60x60	B-01-47-0800-0100	medio	30-50 Micrones de apertura	80 +- 5	35-70	>= 1.8	150mm columna de agua	>=85	< 0.15	7.0 +- 3.0	6.0-8.0
BellPapFil-Caj12.5	B-01-47-0801-0000	medio	30-50 Micrones de apertura	80 +- 5	35-70	>= 1.8	150mm columna de agua	>=85	< 0.15	7.0 +- 3.0	6.0-8.0
BellPapFil-Caj15	B-01-47-0801-0001	medio	30-50 Micrones de apertura	80 +- 5	35-70	>= 1.8	150mm columna de agua	>=85	< 0.15	7.0 +- 3.0	6.0-8.0
BellPapFil-45x45	BellPapFil-45x45	medio	30-50 Micrones de apertura	80 +- 5	35-70	>= 1.8	150mm columna de agua	>=85	< 0.15	7.0 +- 3.0	6.0-8.0

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO