

**FILTRO PAPEL CUALITATIVO, VELOCIDAD MEDIA, DIAMETRO 15 (100 UNIDADES/PACK), BELLPAFIL-CAJ15**



Codigo SKU: B-01-21-0801-0001

Codigo Cotecno: BellPapFil-Caj15

**SKU:** B-01-47-0801-0001 | **Categorías:** [Papel Filtro](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Codigo Cotecno	Codigo SKU	Indice de Densidad	Ration de Filtración de Plano (gm2)	Tiempo de Filtracion (s)	Longitud de columna de fractura en húmedo	Resistencia a la rotura Blanqueo(%)	Contenido de ceniza	Humedad de entrega	Valor PH del extracto del agua		
BellPapFil-60x60	B-01-47-0800-0100	medio	30-50 Micrones de apertura	80 +- 5	35-70	>= 1.8	150mm columna de agua	>=85	< 0.15	7.0 +- 3.0	6.0-8.0
BellPapFil-Caj12.5	B-01-47-0801-0000	medio	30-50 Micrones de apertura	80 +- 5	35-70	>= 1.8	150mm columna de agua	>=85	< 0.15	7.0 +- 3.0	6.0-8.0
BellPapFil-Caj15	B-01-47-0801-0001	medio	30-50 Micrones de apertura	80 +- 5	35-70	>= 1.8	150mm columna de agua	>=85	< 0.15	7.0 +- 3.0	6.0-8.0
BellPapFil-45x45	BellPapFil-45x45	medio	30-50 Micrones de apertura	80 +- 5	35-70	>= 1.8	150mm columna de agua	>=85	< 0.15	7.0 +- 3.0	6.0-8.0

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO