

FILTRO PAPEL CUALITATIVO, VELOCIDAD MEDIA, DIAMETRO 15 (100 UNIDADES/PACK), BELLPAFIL-CAJ15



Codigo SKU: B-01-21-0801-0001

Codigo Cotecno: BellPapFil-Caj15

SKU: B-01-47-0801-0001 | **Categorías:** [Papel Filtro](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Codigo Cotecno	Codigo SKU	Indice de Densidad	Ration de Filtración de Plano (gm2)	Tiempo de Filtracion (s)	Longitud de columna de fractura en húmedo	Resistencia a la rotura en húmedo	Blanqueo(%)	Contenido de ceniza	Humedad de entrega	Valor PH del extracto del agua	
BellPapFil-60x60	B-01-47-0800-0100	medio	30-50 Micrones de apertura	80 +- 5	35-70	>= 1.8	150mm columna de agua	>=85	< 0.15	7.0 +- 3.0	6.0-8.0
BellPapFil-Caj12.5	B-01-47-0801-0000	medio	30-50 Micrones de apertura	80 +- 5	35-70	>= 1.8	150mm columna de agua	>=85	< 0.15	7.0 +- 3.0	6.0-8.0
BellPapFil-Caj15	B-01-47-0801-0001	medio	30-50 Micrones de apertura	80 +- 5	35-70	>= 1.8	150mm columna de agua	>=85	< 0.15	7.0 +- 3.0	6.0-8.0
BellPapFil-45x45	BellPapFil-45x45	medio	30-50 Micrones de apertura	80 +- 5	35-70	>= 1.8	150mm columna de agua	>=85	< 0.15	7.0 +- 3.0	6.0-8.0

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO