

FILTROS DE BOTELLA ESTÉRIL DESECHABLES AUTOFIL



[vc_row][vc_column][vc_wp_text]

Imagen



[SISTEMAS DE FILTRACIÓN DE LABORATORIO DE AUTOFIL](#)



[BOTELLAS AUTOMÁTICAS](#)



[EMBUDOS DE PP DE AUTOFIL RESISTENTES A SOLVENTES](#)

[/vc_wp_text][/vc_column][/vc_row]

SKU: N / A | **Categorías:** [SOPORTES DE PLÁSTICO Y FILTROS DE VACÍO](#), [Sterlitech](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]**SOPORTES DE PLÁSTICO Y FILTROS DE VACÍO**

Un sistema desechable, estéril y operado al vacío, el Sistema de filtración de laboratorio Autofil™ se puede utilizar para la preparación de tampones, medios de cultivo de tejidos y otros fluidos biológicos. Los filtros desechables de tapa de botella también están disponibles como embudos de filtro independientes que pueden caber en cualquier botella con un hilo de 45.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO