

## FRASCO CÓNICO DE PLÁSTICO, CON GRADUACIONES DE MOLDE - 100ML



**SKU:** B-01-21-0111-0500 | **Categorías:** [jarros plasticos](#), [Insumos de Laboratorio](#), [Material plástico de laboratorio](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Molde	Código Sku	Tamaño disponible ml	Material
BellVid-FrascoCPCGM-100	B-01-21-0111-0500	100	polipropileno
BellVid-FrascoCPCGM-250	B-01-21-0111-0501	250	polipropileno
BellVid-FrascoCPCGM-500	B-01-21-0111-0502	500	polipropileno
BellVid-FrascoCPCGM-1000	B-01-21-0111-0503	1000	polipropileno

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO