

## FRASCO DE CULTIVO CELULAR B-FRASCCULCEL-076



- Envasado en bolsa ziplock estéril.
- Material de poliestireno puro de alta definición.
- El diseño de apilamiento no es fácil de deslizar, fácil de apilar.
- Esterilización por haz de electrones.

**SKU:** BP-01-60-0200-0204 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Características del producto del frasco de cultivo celular biológico:

- Envasado en bolsa ziplock aséptica .
- Alta definición, material de poliestireno 100% puro .
- El diseño de apilamiento no es fácil de deslizar, fácil de apilar .
- Esterilización por haz de electrones .
- Identificación del número de lote del producto para una fácil trazabilidad .
- Sin pirógenos ni endotoxinas .
- Diseño único patentado, sin esquinas muertas en la botella .
- Cubierta transpirable (cubierta de membrana filtrante), membrana hidrofóbica de 0,22µm, que favorece el intercambio de aire y evita la contaminación microbiana .

| categoria                   | Codigo del Producto  | Codigo Sku        | Nombre del producto  | Especificación del paquete         | Unidad | Cantidad de piezas |
|-----------------------------|----------------------|-------------------|--|------------------------------------|--------|--------------------|
| matraces de cultivo celular | B-FrascCulCel-025    | B-01-60-0200-0200 | Matraz de cultivo celular, 25 cm <sup>2</sup> , tapa de ventilación                  | 12 bolsas / caja, 25 bolsas / caja | Caja   | 300                |
|                             | BellMatCulCell-TCT75 | B-01-60-0200-0201 | Matraz de cultivo celular, 75 cm <sup>2</sup> , esterilizacion por Haz de electrones | 5 bolsas / caja 18 bolsas / caja   | Caja   | 90                 |
|                             | B-FrascCulCel-175    | B-01-60-0200-0202 | Matraz de cultivo celular, 175 cm <sup>2</sup> , tapa de ventilación                 | 5 bolsas / caja 10 bolsas / caja   | Caja   | 50                 |
|                             | B-FrascCulCel-026    | B-01-60-0200-0203 | Matraz de cultivo celular, 25 cm <sup>2</sup> , tapa de sellado                      | 12 bolsas / caja, 25 bolsas / caja | Caja   | 300                |
|                             | B-FrascCulCel-076    | B-01-60-0200-0204 | Matraz de cultivo celular, 75 cm <sup>2</sup> , tapa de sellado                      | 5 bolsas / caja 10 bolsas / caja   | Caja   | 90                 |
|                             | B-FrascCulCel-176    | B-01-60-0200-0205 | Matraz de cultivo celular, 175 cm <sup>2</sup> , tapa de sellado                     | 5 bolsas / caja 10 bolsas / caja   | Caja   | 50                 |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO