

FRASCO DE EBULLICIÓN, CUELLO ESTRECHO DE FONDO PLANO CON BORDE MOLDEADO, VIDRIO BORO 3.3 - 2000ML



SKU: B-01-21-0102-0105 | **Categorías:** [Frascos de ebullición](#), [Insumos de Laboratorio](#), [Material de vidrio de laboratorio](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características Frasco de ebullición, cuello estrecho de fondo plano con borde moldeado 50ml -10000 ml

- Cuello estrecho
- Fondo plano con borde moldeado DIN12347
- Por ISO 1773

| Modelo | Código Sku | Capacidad (ml) | Max Diámetro (mm) | Diámetro del cuello (mm) | Altura (mm) |
|----------------------------|-------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|-------------|
| BellVid-CFrascoECEFP-50 | B-01-21-0102-0100 50 | 50 | 51 | 34 | 100 |
| BellVid-CFrascoECEFP-100 | B-01-21-0102-0101 100 | 100 | 64 | 22 | 110 |
| BellVid-CFrascoECEFP-250 | B-01-21-0102-0102 250 | 250 | 85 | 35 | 140 |
| BellVid-CFrascoECEFP-500 | B-01-21-0102-0103 500 | 500 | 105 | 34 | 171 |
| BellVid-CFrascoECEFP-1000 | B-01-21-0102-0104 1000 | 1000 | 131 | 42 | 200 |
| BellVid-CFrascoECEFP-2000 | B-01-21-0102-0105 2000 | 2000 | 166 | 42 | 250 |
| BellVid-CFrascoECEFP-3000 | B-01-21-0102-0106 3000 | 3000 | 185 | 50 | 250 |
| BellVid-CFrascoECEFP-5000 | B-01-21-0102-0107 5000 | 5000 | 223 | 50 | 290 |
| BellVid-CFrascoECEFP-10000 | B-01-21-0102-0108 10000 | 10000 | 280 | 65 | 400 |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO