

**FRASCO DE EBULLICIÓN, CUELLO ESTRECHO DE FONDO PLANO CON BORDE
MOLDEADO, VIDRIO BORO 3.3 - 250ML**



Cod Alt: B-01-43-01-0060

SKU: B-01-21-0102-0102 | **Categorías:** [Frascos de ebullición](#), [Insumos de Laboratorio](#), [Material de vidrio de laboratorio](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características Frasco de ebullición, cuello estrecho de fondo plano con borde moldeado 50ml -10000 ml

- Cuello estrecho
- Fondo plano con borde moldeado DIN12347
- Por ISO 1773

Modelo	Código Sku	Capacidad (ml)	Max Diámetro (mm)	Diámetro del cuello (mm)	Altura (mm)
BellVid-CFrascoECEFP-50	B-01-21-0102-0100 50	50	51	34	100
BellVid-CFrascoECEFP-100	B-01-21-0102-0101 100	100	64	22	110
BellVid-CFrascoECEFP-250	B-01-21-0102-0102 250	250	85	35	140
BellVid-CFrascoECEFP-500	B-01-21-0102-0103 500	500	105	34	171
BellVid-CFrascoECEFP-1000	B-01-21-0102-0104 1000	1000	131	42	200
BellVid-CFrascoECEFP-2000	B-01-21-0102-0105 2000	2000	166	42	250
BellVid-CFrascoECEFP-3000	B-01-21-0102-0106 3000	3000	185	50	250
BellVid-CFrascoECEFP-5000	B-01-21-0102-0107 5000	5000	223	50	290
BellVid-CFrascoECEFP-10000	B-01-21-0102-0108 10000	10000	280	65	400

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO