


FRASCO DE EBULLICIÓN CUELLO ESTRECHO DE FONDO REDONDO CON BORDE MOLDEADO, VIDRIO BORO 3.3 - 50ML



SKU: B-01-21-0102-0000 | **Categorías:** [Frascos de ebullición](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características Frasco de ebullición cuello estrecho de fondo redondo con borde moldeado 50ml

| Modelo | Código Sku | Capacidad (ml) | Max. Diámetro (mm) | Diámetro del cuello (mm) | Altura (mm) |
|----------------------------|-------------------|----------------|--------------------|--------------------------|-------------|
| BellVid-CFrascoECEFR-50 | B-01-21-0102-0000 | 50 | 51 | 26 | 95 |
| BellVid-CFrascoECEFR-100 | B-01-21-0102-0001 | 100 | 64 | 26 | 110 |
| BellVid-CFrascoECEFR-250 | B-01-21-0102-0002 | 250 | 85 | 34 | 144 |
| BellVid-CFrascoECEFR-500 | B-01-21-0102-0003 | 500 | 105 | 34 | 175 |
| BellVid-CFrascoECEFR-1000 | B-01-21-0102-0004 | 1000 | 131 | 42 | 200 |
| BellVid-CFrascoECEFR-2000 | B-01-21-0102-0005 | 2000 | 166 | 42 | 260 |
| BellVid-CFrascoECEFR-3000 | B-01-21-0102-0006 | 3000 | 185 | 50 | 260 |
| BellVid-CFrascoECEFR-5000 | B-01-21-0102-0007 | 5000 | 223 | 50 | 305 |
| BellVid-CFrascoECEFR-10000 | B-01-21-0102-0008 | 10000 | 279 | 65 | 420 |
| BellVid-CFrascoECEFR-20000 | B-01-21-0102-0009 | 20000 | 345 | 76 | 515 |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO