

## FRASCO DE EBULLICIÓN CUELLO ESTRECHO DE FONDO REDONDO CON BORDE MOLDEADO, VIDRIO BORO 3.3 - 10000ML



**SKU:** B-01-21-0102-0008 | **Categorías:** [Frascos de ebullición](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características Frasco de ebullición cuello estrecho de fondo redondo con borde moldeado 500ml

Modelo	Código Sku	Capacidad (ml)	Max. Diámetro (mm)	Diámetro del cuello (mm)	Altura (mm)
BellVid-CFrascoECEFR-50	B-01-21-0102-0000	50	51	26	95
BellVid-CFrascoECEFR-100	B-01-21-0102-0001	100	64	26	110
BellVid-CFrascoECEFR-250	B-01-21-0102-0002	250	85	34	144
BellVid-CFrascoECEFR-500	B-01-21-0102-0003	500	105	34	175
BellVid-CFrascoECEFR-1000	B-01-21-0102-0004	1000	131	42	200
BellVid-CFrascoECEFR-2000	B-01-21-0102-0005	2000	166	42	260
BellVid-CFrascoECEFR-3000	B-01-21-0102-0006	3000	185	50	260
BellVid-CFrascoECEFR-5000	B-01-21-0102-0007	5000	223	50	305
BellVid-CFrascoECEFR-10000	B-01-21-0102-0008	10000	279	65	420
BellVid-CFrascoECEFR-20000	B-01-21-0102-0009	20000	345	76	515

## INFORMACIÓN ADICIONAL

2021 Altura (mm)

[34](#)

COTECNO