

## FRASCO DE EBULLICIÓN CUELLO ESTRECHO DE FONDO REDONDO CON BORDE MOLDEADO, VIDRIO BORO 3.3 - 1000ML



**SKU:** B-01-21-0102-0004 | **Categorías:** [Frascos de ebullición](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Características Frasco de ebullición cuello estrecho de fondo redondo con borde moldeado 500ml

Modelo	Código Sku	Capacidad (ml)	Max. Diámetro (mm)	Diámetro del cuello (mm)	Altura (mm)
BellVid-CFrascoECEFR-50	B-01-21-0102-0000	50	51	26	95
BellVid-CFrascoECEFR-100	B-01-21-0102-0001	100	64	26	110
BellVid-CFrascoECEFR-250	B-01-21-0102-0002	250	85	34	144
BellVid-CFrascoECEFR-500	B-01-21-0102-0003	500	105	34	175
BellVid-CFrascoECEFR-1000	B-01-21-0102-0004	1000	131	42	200
BellVid-CFrascoECEFR-2000	B-01-21-0102-0005	2000	166	42	260
BellVid-CFrascoECEFR-3000	B-01-21-0102-0006	3000	185	50	260
BellVid-CFrascoECEFR-5000	B-01-21-0102-0007	5000	223	50	305
BellVid-CFrascoECEFR-10000	B-01-21-0102-0008	10000	279	65	420
BellVid-CFrascoECEFR-20000	B-01-21-0102-0009	20000	345	76	515

## INFORMACIÓN ADICIONAL

2021 Altura (mm)

[34](#)

COTECNO