

FRASCO DE EBULLICIÓN - MARCA BELLTRONIC



Frasco de ebullición, fondo redondo

Frasco de ebullición, fondo redondo, cuello largo: Con graduaciones impresas para 5-10000ml

Frasco de ebullición, fondo redondo, cuello corto: Con graduaciones impresas para 250-2000ml

Características:

- * Fabricado en vidrio especial borosilicato (Bore 3.3) que tiene excelentes propiedades químicas y físicas y >80% de contenido de sílice
- * Estructura estable con gran resistencia mecánica y alta resistencia a ataques químicos
- * Resiste choques térmicos altos
- * Suministramos todo tipo de frascos de acuerdo con la norma europea, el vaso especial con las muestras o dibujo también está disponible.

Artículo	Especificación		Packing Size (cm)				Cantidad por CTN	G. W.(KGS)	Código	
	Capacidad(ml)	O. D. de cuello (mm)	O. D. de bulto (mm)	Altura	L	W				H
	5				34	31	35	600	7	BellFraEbu-01
	10				38	34	40	600	8	BellFraEbu-02
	25				46	44	46	600	10	BellFraEbu-03
	50	20	53	100	44	29	49	192	8	BellFraEbu-04
	100	21	65	120	59	36	54	192	14	BellFraEbu-05
FRASCO DE EBULLICIÓN, fondo redondo, cuello corto/largo	150	22	76	145						BellFraEbu-06
	200									BellFraEbu-07
	250	25	88	165	50	49	37	72	11	BellFraEbu-08
	300									BellFraEbu-09
	500	30	110	210	64	41	46	48	12	BellFraEbu-10
	1000	35	140	260	64	41	46	24	11	BellFraEbu-11
	2000	46	175	305	66	46	38	12	12	BellFraEbu-12
	3000	50	199	380	72	43	41	8	10	BellFraEbu-13
	5000	55	235	415	51	51	44	4	9	BellFraEbu-14
	10000				63	32	57	2	9	BellFraEbu-15

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO