

FRASCO DE GRAVEDAD ESPECÍFICA, 100ML - H-3387



Botellas de gravedad específica (picnómetros)

Soporta los siguientes estándares: AASHTO T100

Frasco ajustado para pruebas comerciales rutinarias, equipado con tapón perforado rectificado. El diseño del tapón de ventilación capilar permite que el tapón se inserte a una profundidad fija en el cuello de la botella. Un pequeño orificio en el centro del tapón permite la emisión de aire y agua sobrante. El volumen de la botella se ha ajustado a 20°C.

SKU: H-3387 | **Categorías:** [Humboldt](#), [Frascos](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**H-3385**

Frasco de Gravedad Específica, 25ml

H-3386

Frasco de Gravedad Específica, 50ml

H-3387

Frasco de Gravedad Específica, 100ml

Código del Producto

H-3387

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO