

## FRASCO DE LABORATORIO CON ROSCA, VIDRIO ÁMBAR 1000 ML



**SKU:** PG-8 78154 | **Categorías:** [Material de vidrio de laboratorio](#) | **Etiquetas:** [ámbar](#), [con](#), [Frasco](#), [laboratorio](#), [rosca](#), [vidrio](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### FRASCO DE LABORATORIO CON ROSCA, VIDRIO ÁMBAR 1000 ML

Descripción: Frasco de laboratorio con rosca.

Volumen y graduación: 1000 ml.

Característica: Vidrio ámbar

Característica adicional: esterilizable en autoclave, con tapón de rosca.

Color de graduación: graduación blanca

Norma: EN ISO 4796-1.

Materiales: vidrio de borosilicato.

Tamaño: 1000

[Source link](#)

[Volumetric Glassware](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**categoria**

Volumetric Glassware

COTECNO