

FRASCO DE LABORATORIO CON ROSCA, VIDRIO ÁMBAR 500 ML



SKU: PG-8 78144 | **Categorías:** [Material de vidrio de laboratorio](#) | **Etiquetas:** [ámbar](#), [con](#), [Frasco](#), [laboratorio](#), [rosca](#), [vidrio](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

FRASCO DE LABORATORIO CON ROSCA, VIDRIO ÁMBAR 500 ML

Descripción: Frasco de laboratorio con rosca.

Volumen y graduación: 500 ml.

Característica: Vidrio ámbar

Característica adicional: esterilizable en autoclave, con tapón de rosca.

Color de graduación: graduación blanca

Norma: EN ISO 4796-1.

Materiales: vidrio de borosilicato.

Tamaño: 500

[Source link](#)

[Volumetric Glassware](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

Volumetric Glassware

COTECNO