

## FRASCO DE LABORATORIO CON ROSCA, VIDRIO TRANSPARENTE 1000 ML.



**SKU:** PG-8 78054 | **Categorías:** [Material de vidrio de laboratorio](#) | **Etiquetas:** [con](#), [Frasco](#), [laboratorio](#), [rosca](#), [transparente](#), [vidrio](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### FRASCO DE LABORATORIO CON ROSCA, VIDRIO TRANSPARENTE 1000 ML.

Descripción: Frasco de laboratorio con rosca.

Volumen y graduación: 1000 ml.

Característica: Vidrio transparente

Característica adicional: esterilizable en autoclave, con tapón de rosca.

Color de graduación: graduación blanca

Norma: EN ISO 4796-1.

Materiales: vidrio de borosilicato.

Tamaño: 1000

[Source link](#)

[Volumetric Glassware](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**categoria**

Volumetric Glassware

COTECNO