

FRASCO DE LABORATORIO CON ROSCA, VIDRIO TRANSPARENTE 250 ML.



SKU: PG-8 78036 | **Categorías:** [Material de vidrio de laboratorio](#) | **Etiquetas:** [con](#), [Frasco](#), [laboratorio](#), [rosca](#), [transparente](#), [vidrio](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

FRASCO DE LABORATORIO CON ROSCA, VIDRIO TRANSPARENTE 250 ML.

Descripción: Frasco de laboratorio con rosca.

Volumen y graduación: 250 ml.

Característica: Vidrio transparente

Característica adicional: esterilizable en autoclave, con tapón de rosca.

Color de graduación: graduación blanca

Norma: EN ISO 4796-1.

Materiales: vidrio de borosilicato.

Tamaño: 250

[Source link](#)

[Volumetric Glassware](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

Volumetric Glassware

COTECNO