

FRASCO DE REACTIVO CON TAPÓN DE ROSCA AZUL 1000ML



Estos frascos son de uso general y cuentan con graduaciones y puntos de marcado de esmalte blanco. Las amplias aberturas están diseñadas para facilitar el llenado.

Material: Vidrio Boro 3.3

Código de Producto: BellVid-RFrascoCTRA-1000

SKU: B-01-21-1004-0000 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#), [Frascos](#), [Material de vidrio de laboratorio](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Código del Producto: BellVid-RFrascoCTRA-1000

Código SKU: B-01-21-1004-0000

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO