

**FRASCO DE REACTIVO, VIDRIO BORO 3.3 AMBAR DE BOCA ESTRECHA CON TAPÓN DE VIDRIO ESMERILADO O PLÁSTICO -30ML**



**SKU:** B-01-21-0103-0100 | **Categorías:** [Frascos](#), [Insumos de Laboratorio](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

| Modelo                      | Codigo Sku              | Capacidad (ml) | Diámetro del cuerpo (mm) | Diámetro del cuello (mm) | Altura (mm) | /cuadro |
|-----------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|-------------|---------|
| BellVid-RFrascoVABETV-30    | B-01-21-0103-0100 30    | 40             | 40                       | 18                       | 76          | 144     |
| BellVid-RFrascoVABETV-60    | B-01-21-0103-0101 60    | 46             | 46                       | 22                       | 85          | 144     |
| BellVid-RFrascoVABETV-125   | B-01-21-0103-0102 125   | 57             | 57                       | 24                       | 110         | 144     |
| BellVid-RFrascoVABETV-250   | B-01-21-0103-0103 250   | 70             | 70                       | 27                       | 135         | 72      |
| BellVid-RFrascoVABETV-500   | B-01-21-0103-0104 500   | 85             | 85                       | 33                       | 172         | 48      |
| BellVid-RFrascoVABETV-1000  | B-01-21-0103-0105 1000  | 106            | 106                      | 38                       | 202         | 24      |
| BellVid-RFrascoVABETV-2500  | B-01-21-0103-0106 2500  | 145            | 145                      | 48                       | 270         | 6       |
| BellVid-RFrascoVABETV-5000  | B-01-21-0103-0107 5000  | 185            | 185                      | 58                       | 338         | 4       |
| BellVid-RFrascoVABETV-10000 | B-01-21-0103-0108 10000 | 225            | 225                      | 68                       | 430         | 2       |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO