



FRASCO DE REACTIVO, VIDRIO BORO 3.3 AMBAR DE BOCA ESTRECHA CON TAPÓN DE VIDRIO ESMERILADO O PLÁSTICO - 60ML



SKU: B-01-21-0103-0101 | **Categorías:** [Frascos](#), [Insumos de Laboratorio](#) |

COTECHNO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo	Codigo Sku	Capacidad (ml)	Diámetro del cuerpo (mm)	Diámetro del cuello (mm)	Altura (mm)	/cuadro
BellVid-RFrascoVABETV-30	B-01-21-0103-0100 30	40	40	18	76	144
BellVid-RFrascoVABETV-60	B-01-21-0103-0101 60	46	46	22	85	144
BellVid-RFrascoVABETV-125	B-01-21-0103-0102 125	57	57	24	110	144
BellVid-RFrascoVABETV-250	B-01-21-0103-0103 250	70	70	27	135	72
BellVid-RFrascoVABETV-500	B-01-21-0103-0104 500	85	85	33	172	48
BellVid-RFrascoVABETV-1000	B-01-21-0103-0105 1000	106	106	38	202	24
BellVid-RFrascoVABETV-2500	B-01-21-0103-0106 2500	145	145	48	270	6
BellVid-RFrascoVABETV-5000	B-01-21-0103-0107 5000	185	185	58	338	4
BellVid-RFrascoVABETV-10000	B-01-21-0103-0108 10000	225	225	68	430	2



INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECHNO