

## FRASCO DE REACTIVO, VIDRIO BORO 3.3 DE BOCA ESTRECHA CON TAPÓN DE VIDRIO ESMERILADO O PLÁSTICO - 60ML



**SKU:** B-01-21-0103-0001 | **Categorías:** [Frascos](#), [Insumos de Laboratorio](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Frasco de reactivo

Modelo	Codigo Sku	Capacidad (ml)	Diámetro del cuerpo (mm)	Diámetro del cuello (mm)	Altura (mm)	/cuadro
BellVid-CFrascoVTBETV-30	B-01-21-0103-0000 30	40	40	18	76	144
BellVid-CFrascoVTBETV-60	B-01-21-0103-0001 60	46	46	22	85	144
BellVid-CFrascoVTBETV-125	B-01-21-0103-0002 125	57	57	24	110	144
BellVid-CFrascoVTBETV-250	B-01-21-0103-0003 250	70	70	27	135	72
BellVid-CFrascoVTBETV-500	B-01-21-0103-0004 500	85	85	33	172	48
BellVid-CFrascoVTBETV-1000	B-01-21-0103-0005 1000	106	106	38	202	24
BellVid-CFrascoVTBETV-2500	B-01-21-0103-0006 2500	145	145	48	270	6
BellVid-CFrascoVTBETV-5000	B-01-21-0103-0007 5000	185	185	58	338	4
BellVid-CFrascoVTBETV-10000	B-01-21-0103-0008 10000	225	225	68	430	2

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO