

## FRASCO DE VIDRIO ÁMBAR CON ROSCA, 500 ML, VIDRIO ÁMBAR



**SKU:** PG-9 71004 | **Categorías:** [Material de vidrio de laboratorio](#) | **Etiquetas:** [ámbar](#), [con](#), [Frasco](#), [rosca](#), [vidrio](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### FRASCO DE VIDRIO ÁMBAR CON ROSCA, 500 ML, VIDRIO ÁMBAR

Descripción: Frasco de vidrio ámbar con rosca.

Volumen y graduación: 500 ml.

Característica: Vidrio ámbar

Característica adicional: cuadrado, recubierto de plástico.

Tamaño: 500

[Source link](#)

[Volumetric Glassware](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**categoria**

Volumetric Glassware

COTECNO