

FRASCO DE VIDRIO ÁMBAR CON ROSCA, 500 ML, VIDRIO ÁMBAR



SKU: PG-9 70004 | **Categorías:** [Material de vidrio de laboratorio](#) | **Etiquetas:** [ámbar](#), [con](#), [Frasco](#), [rosca](#), [vidrio](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

FRASCO DE VIDRIO ÁMBAR CON ROSCA, 500 ML, VIDRIO ÁMBAR

Descripción: Frasco de vidrio ámbar con rosca.

Volumen y graduación: 500 ml.

Característica: Vidrio ámbar

Características adicionales: cuadrado, sin revestimiento.

Tamaño: 500

[Source link](#)

[Volumetric Glassware](#)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

Volumetric Glassware

COTECNO