

## FRASCO ERLLENMEYER DE 250ML VENTILADO -H-4913.250



**SKU:** H-4913.250 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Equipos generales ASTM / NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Matraces](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo ventilado. Los frascos de boca estrecha cuentan con bordes resistentes, graduaciones de volumen, tubulaciones y puntos mate para identificar temporalmente el contenido.

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO