

FRASCO ERLLENMEYER DE 4.000ML VENTILADO -H-4913.4M



SKU: H-4913.4M | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Equipos generales ASTM / NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Matraces](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Frasco Erlenmeyer de 4.000ml Ventilado

Modelo ventilado. Los frascos de boca estrecha tienen una llanta de gran resistencia, graduaciones de volumen, una tubería y un punto mate para identificar temporalmente los contenidos.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO