

FRASCO PARA BURETAS AUTOMÁTICAS, ÁMBAR 2000 ML.



SKU: PG-1 06363 | **Categorías:** [Material de vidrio de laboratorio](#) | **Etiquetas:** [ámbar](#), [automáticas](#), [buretas](#), [Frasco](#), [para](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

FRASCO PARA BURETAS AUTOMÁTICAS, ÁMBAR 2000 ML.

Descripción: Frasco para buretas automáticas, de color ámbar.

Volumen y graduación: 2000 ml.

Materiales: Fabricado en vidrio de borosilicato.

Hersteller/Manejador: Poulten y Graf

Tamaño: 2000 gramos.

[Source link](#)

[Volumetric Glassware](#)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

Volumetric Glassware

COTECNO