

## FRASCO PARA BURETAS AUTOMÁTICAS, TRANSPARENTE 2000 ML.



**SKU:** PG-1 06263 | **Categorías:** [Material de vidrio de laboratorio](#) | **Etiquetas:** [automáticas](#), [buretas](#), [Frasco](#), [para](#), [transparente](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### FRASCO PARA BURETAS AUTOMÁTICAS, TRANSPARENTE 2000 ML.

Descripción: Frasco para buretas automáticas, transparente.

Volumen y graduación: 2000 ml.

Materiales: Fabricado en vidrio de borosilicato.

Hersteller/Manejador: Poulten y Graf

Tamaño: 2000 gramos.

[Source link](#)

[Volumetric Glassware](#)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**categoria**

Volumetric Glassware

COTECNO