

## FRASCO RECEPTOR DE 1000ML



### Especificaciones :

- Capacidad: 1000 ml
- Lengüeta de la manguera: 5/16 de pulgada (8 mm)
- Incremento graduado: 100 ml
- Drenaje: Sí
- Tapón: No.8 (opcional)
- Ventosa de fijación de silicona: Sí

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Accesorios](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Material :

- Contenedor - vidrio de borosilicato
- Conector - PP

### Información de pedido

- 167100-15 Frasco receptor con drenaje y ventosa de fijación de silicona

Videos

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO