





FRASCO TAPA AZUL CON GRADUACIÓN



SKU: N / A | Categorías: [Frascos](#) |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	Capacidad (ml)
	B-01-21-08-000101		100
	B-01-21-08-000102		250
	B-01-21-08-000103		500
	B-01-21-08-000104		1000

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Frasco tapa azul con graduación

Especificaciones Técnicas

Modelo	Código SKU	Capacidad (ml)	Diámetro (mm)	Altura (mm)	GL	Embalaje
BellBotAzul-100ml	B-01-47-1002-0000	100ml	56	100	45	10 unidades/internas, 8*10 unidades/ctn
BellBotAzul-250ml	B-01-47-1002-0001	250ml	70	138	45	10 unidades/ interior, 6*10 unidades/ctn
BellBotAzul-500ml	B-01-47-1002-0002	500ml	86	176	45	10 piezas/internas, 4*10 c/u/ctn
BellBotAzul-1000ml	B-01-47-1002-0003	1000ml	101	225	45	10 piezas/internas, 2*10 cada una/ctn

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO