

## FREGADERO DE ACERO INOXIDABLE DE 2000 MM DE ANCHO



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Fregadero de Acero Inoxidable](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc\_row][vc\_column][vc\_column\_text]Fregadero de Acero Inoxidable de 2000 mm de

Ancho[/vc\_column\_text][vc\_column][vc\_row][vc\_row][vc\_column][vc\_wp\_text]Descripción del Producto:

- Fregadero de acero inoxidable de 2000 mm de ancho

- Fregadero de acero inoxidable de 2000 mm de ancho, con dos lavabos a la izquierda y encimera A la derecha, con 3 cajones a la derecha cerrado (H1 = 130 mm, H2 = 160 mm, H3 = 200 mm),

- Dimensiones: (wxdxh) = 2000 x 700 x 850 mm[/vc\_wp\_text][vc\_column][vc\_row]

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO