

## FREGADERO PARA ÁREA DE HIGIENE MÉDICA-1200 A2



**SKU:** B-01-12-10-000102 | **Categorías:** [Campana de extracción](#), [gabinete de flujo laminar](#), [gabinete de bioseguridad](#), [Fregadero médico para lavado de manos](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Fregadero para área de higiene médica está fabricado en placa de acero inoxidable 304 de alta calidad, resistencia a la corrosión y resistencia a la corrosión intergranular. Tiene una piscina de lavado: único, doble, tres, cuatro. El modo de salida de agua incluye el tipo de inducción automática. También cuenta con pedal, calentador de agua eléctrico y cepillo de acero inoxidable que pueden ser facilitados por nuestro equipo técnico.

Este equipo se utiliza ampliamente en salas de operaciones, habitaciones estériles, laboratorios y otros lugares con altos requisitos de higiene. El virus se puede filtrar y la piscina de lavado de manos médico se puede dividir según sea el caso y necesidad. Este equipo es especial para el personal médico para lavarse las manos. Fabricado en acero inoxidable 304 de calidad excepcional. El cuerpo del depósito está diseñado ergonómicamente, es silencioso y a prueba de salpicaduras. Cumple con las normas de estándar internacional. El grifo garantiza limpieza y un caudal de 500uh, utilizando la membrana de ultrafiltración de 0,1um, todas las bacterias se pueden filtrar. Al mismo tiempo, adopta la ultrafiltración de doble columna, donde el módulo de filtro, con tecnología de retrolavado, puede utilizarse durante mucho tiempo.

### Especificaciones Técnicas

| Descripción                   | Posición             | Dimensión -<br>Persona | Tipo de<br>salida de agua   | Configuración | Modelos   | SKU                  |
|-------------------------------|----------------------|------------------------|---|---------------|---|----------------------|
| Fregadero<br>Espaldar<br>bajo | Posición<br>Única    | 800*600*1200-1         | Grifo de latón,<br>jabón de<br>inducción,<br>manguera             |               | BellFreLaMed-800-A1                                       | B-01-12-10-000101    |
|                               | Dos<br>posiciones    | 1200*600*1200-2        |   |               | BellFreLaMed-1200-A2                                      | B-01-12-10-000102    |
|                               | Dos<br>posiciones    | 1500*600*1200-2        |   |               | BellFreLaMed-1500-A2                                      | B-01-12-10-000103    |
|                               | Tres<br>posiciones   | 1500*600*1200-3        |   |               | BellFreLaMed-1500-A3                                      | B-01-12-10-000104    |
|                               | Tres<br>posiciones   | 1800*600*1200-3        |   |               | BellFreLaMed-1800-A3                                      | B-01-12-10-000105    |
|                               | Cuatro<br>Posiciones | 2000*600*1200-4        |   |               | BellFreLaMed-2000-A4                                      | B-01-12-10-000106    |
|                               | Cuatro<br>Posiciones | 2200*600*1200-4        |   |               | Detección,<br>control de<br>pie,<br>control de<br>rodilla | BellFreLaMed-2200-A4 |
| Fregadero<br>Espaldar<br>alto | Posición<br>Única    | 800*600*1800-1         | Grifo de cobre,<br>sensor de<br>jabón,<br>manguera,<br>espejo LED |               | BellFreLaMed-800-B1                                       | B-01-12-10-000108    |
|                               | Dos<br>posiciones    | 1200*600*1800-2        |   |               | BellFreLaMed-1200-B2                                      | B-01-12-10-000109    |
|                               | Dos<br>posiciones    | 1500*600*1800-2        |   |               | BellFreLaMed-1500-B2                                      | B-01-12-10-000110    |
|                               | Tres<br>posiciones   | 1500*600*1800-3        |   |               | BellFreLaMed-1500-B3                                      | B-01-12-10-000111    |
|                               | Tres<br>posiciones   | 1800*600*1800-3        |   |               | BellFreLaMed-1800-B3                                      | B-01-12-10-000112    |
|                               | Cuatro<br>Posiciones | 2000*600*1800-4        |   |               | BellFreLaMed-2000-B4                                      | B-01-12-10-000113    |
|                               | Cuatro<br>Posiciones | 2200*600*1800-4        |   |               | BellFreLaMed-2200-B4                                      | B-01-12-10-000114    |



## INFORMACIÓN ADICIONAL

2021 Material

[SUS 304](#)

COTECNO