

## FVL-2400N COMBI-SPIN, MINI CENTRÍFUGA/AGITADOR VÓRTEX



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Agitador Vortex](#) | **Etiquetas:** [biosan](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La mini centrífuga/agitador vórtex Micro-Spin **FVL-2400N** está especialmente diseñada para la investigación en ingeniería genética (para experimentos de diagnóstico PCR). Las unidades se pueden utilizar en laboratorios clínicos, bioquímicos y microbiológicos, así como en laboratorios biotecnológicos industriales.

La Combi-Spin proporciona de modo simultáneo el mezclado y la separación de muestras, a través de módulos de mezclado y centrífuga localizados en el módulo de giro común.

La **FVL-2400N** se suministra con un mecanismo de protección que detiene el movimiento del rotor cuando se abre la tapa.

## ESPECIFICACIONES

Modos de funcionamiento por impulsos y continuo	+
Seguridad	Se para si la tapa está abierta
Dimensiones generales (An. x Prof. x Al.)	190x235x125 mm
Peso	1.7 kg
Tensión nominal	120 o 230 V; 50 Hz
Velocidad de rotación (fija)	2800 rpm
RCF máx.	500 x g
Consumo eléctrico (230 V / 120 V)	30 W (0.13 A) / 30 W (0.27 A)
----	----
Tensión nominal	120 o 230 V; 60 Hz
Velocidad de rotación (fija)	3500 rpm
RCF máx.	700 x g
Consumo eléctrico (230 V / 120 V)	25 W (0.1 A) / 30 W (0.27 A)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO