

**GA | MUESTREADOR PARA PRODUCTOS NO HOMOGÉNEOS DE CAÍDA LIBRE  
VERTICAL O INCLINADA**



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Sin categoría](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Muestreador cruzado para materiales de flujo libre

El muestreador Modelo GA proporciona un muestreador de corte cruzado diseñado para el muestreo automático de productos no fluidos y no homogéneos de canales de gravedad cuadrados o redondos.

Toma una muestra cuando una cabeza accionada por aire de tipo "pelícano" se mueve a través del flujo de producto en el chorro y recoge una muestra representativa en el punto de descarga.

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO