




GABINETE PARA GUARDAR PIEZAS



Modelo	BellBKC-400	BellBKC-450A	BellBKC-450B
Capacidad	-72 cajones (12 capas * 6 cuadrícula, más una base) -54720 piezas de vidrio	-18 Cajones (3 capas * cuadrícula, más una base) -12000 piezas de vidrio	-18 cajones (3 capas * 6 cuadrícula, más una base) -4464 o 8928 piezas de vidrio
Material	Gabinete	Placa de acero laminado en frío Tratamiento superficial: Desengrasar el aceite, regulador de la mesa, parkerising del cinc, pasivación, aspersion de poder	
	Cajón	Cajón deslizante especializado, placa deslizante ABS	
	Espacio	Hecho por molde especial	
	Mark Groove	Integración formando	
Tamaño externo (W * D * H)	403 * 478 * 1625 mm	450 * 478 * 1295 mm	450 * 478 * 1295 mm
Tamaño del paquete (W * D * H)	570 * 490 * 430 mm (1-3 capas) 570 * 490 * 430 mm (4-6 capas) 570 * 490 * 430 mm (7-9 capas) 570 * 490 * 560 mm (10-12 capas + base)	550 * 520 * 440 mm (Primera capa) 550 * 520 * 440 mm (Segunda capa) 550 * 520 * 570 mm (Tercera capa + base de pie)	550 * 520 * 440 mm (Primera capa) 550 * 520 * 440 mm (Segunda capa) 550 * 520 * 570 mm (Tercera capa + base de pie)
Peso bruto	110kg	82kg	80kg

SKU: N / A | Categorías: [Gabinete bioquímico](#) |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción
	BellBKC-400	Capacidad: 72 cajones Tamaño externo (W * D * H): 403 * 478 * 1625 mm Any pa_modelogb
	BellBKC-450A	Capacidad: 18 cajones Tamaño externo (W * D * H): 450 * 478 * 1295 mm Any pa_modelogb
	BellBKC-450B	Capacidad: 18 cajones Tamaño externo (W * D * H): 450 * 478 * 1295 mm Any pa_modelogb

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO