


## GANCHO DE TENAZA -H-8900



**SKU:** H-8900 | **Categorías:** [Abrazaderas especiales](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Tenazas de laboratorio](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El gancho de abrazadera de acero soporta termómetros suspendidos. Se bloquea en cualquier posición con la tuerca de retención.

Distancia máxima desde el centro del manguito al gancho: 4,25 "(108mm), distancia mínima es: 3.875" (89mm)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO