

## GARRAFON, HDPE, 5 L, ESPITA, VERSACAP 80



[vc\_row][vc\_column][vc\_tta\_tabs][vc\_tta\_section title="Detalles" tab\_id="1574275106804-b08d6832-d525"] [vc\_column\_text]

GARRAFON, HDPE, 5L, Espita, SmartCap 80

[/vc\_column\_text][vc\_tta\_section][vc\_tta\_section title="Aplicación / Especificación" tab\_id="1574275106813-cbe2b60a-e848"] [vc\_column\_text]

### Ideal para el almacenamiento de:

- Tampones
- Soluciones
- Polvos
- Sólidos
- Reactivos

### Características y Beneficios:

- Asas moldeadas para un fácil manejo.
- Rotativo moldeado para mayor resistencia mecánica
- Disponible en ámbar para productos químicos fotosensibles
- Los carbohidratos de polipropileno pueden esterilizarse en autoclave

|                        |   |
|------------------------|---|
| Volumen Carboy (L)     | 2.5, 5, 10, 20, 40, 75                          |
| Material de la botella | Polipropileno, Copoliéster, HDPE, PFA           |
| Esterilización         | Esterilizable en autoclave (solo polipropileno) |

[/vc\_column\_text][vc\_tta\_section][vc\_tta\_section title="Documentación / Medios" tab\_id="1574275109067-6fd564a2-a793"] [vc\_wp\_text]

[/vc\_wp\_text][/vc\_tta\_section][/vc\_tta\_tabs][/vc\_column][/vc\_row]

**SKU:** 152-1211-SC | **Categorías:** [Aplicaciones Especiales](#), [Sterlitech](#) |

COTECNO

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El EZgrip™ Garrafon ofrecido por Sterlitech es el sistema de transferencia y almacenamiento de fluidos más avanzado disponible en la actualidad.

- **SKU:** 152-1211-SC
- **Volumen:** 5 l
- **Tipo de material:** HDPE
- **Espita:** Sí

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO