

GENIE 120 SUPREME | SEPARADOR DE MEMBRANA



SKU: N / A | Categorías: [Sin categoría](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Separador de membrana ideal para aplicaciones de bajo caudal y puede soportar la alta presión en la carcasa. Disponible con dispositivo Liquid Block el cual protege analizadores y cromatógrafos del ingreso de líquidos.

El modelo 120 es ideal para aplicaciones de bajo caudal y puede soportar la alta presión en la carcasa. Este modelo de alta presión tiene un área de la membrana en sección transversal 1", el mismo que el modelo Genie® original de 101, y es ideal para la extracción de cantidades relativamente pequeñas de líquido presente en forma continua; también es perfecto para la protección de la cromatografía de gases, espectrometría de masas, analizadores de O₂, analizadores de humedad, y otros analizadores con los requisitos de flujo relativamente pequeñas.

Un kit de montaje Universal Assembly también está disponible, que incluye todos los componentes necesarios para la instalación fácil, adecuado en un sistema de muestra existente. Este modelo incluye una membrana de 316, rotámetro, soporte de montaje, y todos los accesorios básicos (tubing de salida no incluido).

- Ayuda a conservar la integridad de la muestra
- Rápido y fácil de instalar y mantener
- Inspección membrana rápida y fácil
- Económico

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO