

## GENIE 170 | MEMBRANA SEPARADORA DE LABORATORIO



SKU: N / A | Categorías: [Sin categoría](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Protege a los sistemas de gas que requieren caudales muy bajos de la muestra de manera continua o intermitente. El Modelo 170 protege a los sistemas de gas que requieren caudales muy bajos de la muestra de manera continua o intermitente. Su pequeño volumen interno y de bajo volumen muerto permite purgar rápidamente, lo que es ideal para la eliminación de las gotitas de aerosol líquidos a partir de muestras de gas.

También es perfecto para proteger componentes tales como cromatógrafos de gases de laboratorio. Un kit de ensamblaje universal pre-montado también está disponible, que incluye todos los componentes necesarios para la instalación fácil, adecuado en un sistema de muestra existente.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO