

GENIE 750 | SONDA DE IMPULSIÓN DIRECTA PARA LÍQUIDOS



SKU: N / A | **Categorías:** [Sin categoría](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Modelo 750™ es una sonda de punta de longitud ajustable, que puede ser insertado y extraído a partir de una línea de presión a través de una válvula de apertura completa sin el uso de un dispositivo especial de inserción y equipos voluminosos de fuerza asociados con los métodos neumáticos o hidráulicos.

El Modelo 750™ se puede montar verticalmente u horizontalmente y su proceso de instalación es simple y directo.

- API 14.1, GPA 2166 e ISO 10715 cumplimiento de la sonda
- Ayuda a conservar la integridad de la muestra
- Fácil, rápido, la inserción y la extracción segura de sistema presurizado
- No requiere dispositivo de inserción especial o fluido hidráulico
- El montaje horizontal o vertical

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO