

GPIL/GPRIL/701/702 | SONDAS MUESTREO DE GASES



SKU: N / A | Categorías: [Sin categoría](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Estas sondas pueden ser instaladas y calibradas sin interferir con el proceso (no hay que despresurizar la línea)

Modelos disponibles:

701: Portátil, para mediciones puntuales. Largo de medición de la sonda ajustable desde 1 a 11 (pulgadas). Máxima presión de operación: 3000 psig

702: Conveniente para instalaciones fijas. Con capacidad para medición de temperatura. Conexión para disposición de gases peligrosos a lugar seguro. Máxima presión de operación: 2000 psig

GPII: Conveniente para instalaciones fijas. Compuesto por una vaina y el sensor. Máxima presión de operación: 3500 psig

GPRIL: Conveniente para instalaciones fijas. Posee un regulador interno de presión. Compuesto por una vaina y el sensor. Máxima presión de operación: 3500 psig

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO