

## GRADILLA PARA TUBOS DE PRUEBA



### Características :

- Las clavijas enchufables maximizan la utilización del espacio del banco.
- Adecuado para varios tipos de tubos, viales y tapas.
- Las rejillas y clavijas de PP resistentes a químicos se pueden limpiar y esterilizar en autoclave fácilmente.
- Su imaginación infinita le permite poner todo lo que necesita en el estante

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Accesorios](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificación:

- Matriz: 7 x 17
- Dimensión (mm): 230 x 100 x 65

### Información de pedido

- **197010-36** - Gradilla para tubos de ensayo, base blanca.
- **197010-36** -1 Soporte de tubo de ensayo, base azul.

### Descargas:

- [Descargar PDF](#)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO