

JARRO PLASTICO CON MANGO 1000ML



SKU: B-01-21-1010-0200 | **Categorías:** [jarros plasticos](#), [Material plástico de laboratorio](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Código del Producto: BellPla-GraduaPCM-1000

Código SKU: B-01-21-1010-0200

Código Cotecno	Código SKU	Capacidad (ml)
BellPla-GraduaPCM-1000	B-01-21-1010-0200	1000
BellPla-GraduaPCM-2000	B-01-21-0109-0801	2000
BellPla-GraduaPCM-3000.	B-01-21-1010-0202	3000
BellPla-GraduaPCM-5000	B-01-21-1010-0203	5000

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO