

## GRANULADOR DE ASFALTO



### DESCRIPCIÓN

Granulador de asfalto para la preparación de muestras para pruebas de densidad aparente. Una muestra de asfalto de hasta aprox. Se pone 1 kg en el aparato a temperatura ambiente y se tritura mecánicamente hasta obtener un granulado que se puede usar en botellas de picnómetro para pruebas de densidad aparente con agua. EN 12697/5. Se suministra con protección acústica y cojines para la tapa, marco de sujeción para la bandeja de acero inoxidable 95-2044 (bandeja no incluida) y temporizador 0-60 min.



**SKU:** 20-1440 | **Categorías:** [Asfalto](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Extracción](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## INFORMACIÓN ADICIONAL