

GRASA DE ALTO VACÍO, TUBO DE 5,3 OZ -HM-4198



SKU: HM-4198 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Mecánica de suelos](#), [Preparación de muestra triaxial](#), [Triaxial](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Medio efectivo para sellar las membranas de látex a los lados de la tapa superior.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO