


GRINDÓMETRO GD-1



Modelo: GD-1

SKU: N / A | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El grindómetro de alta precisión NOVOTEST GD-1 tiene una sola ranura.

Los medidores de molienda se utilizan para determinar el tamaño de partícula y la finura de la molienda. Los materiales probados son pinturas, chocolates, tintas, materiales de recubrimiento, etc.

El dispositivo está hecho de acero inoxidable endurecido. La escala en la parte superior del dispositivo está graduada en micrómetros.

NORMAS:

ASTM D 1210, AS/NZS 1580.204.1, DIN 53203, EN 21524, FTMS 141 4411.1, ISO 1524, JIS K 5600-2-5, NF T30-046

Ventajas:

- Alta precisión del instrumento
- Durabilidad y facilidad de operación

Modelo:

GD-1

| | |
|--------------|--|
| Código Sku: | GD-1 |
| Dimensiones | 220x50x16 milímetro |
| Gamas | 0-25, 0-50, 0-100, 0-150 μm |
| Peso, no más | 1,5 kg |

Opciones Disponibles:

El instrumento está disponible en cuatro versiones con diferentes rangos de medición:

- 0-25 μm
- 0-50 μm
- 0-100 μm

- 0-150 μm

Paquete Estandar:

- Bloque de acero inoxidable
- Raspador de tierra de precisión
- Paquete

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO